



Zen-O™

Concentrateur d'oxygène portable

Donnez à vos patients plus de liberté
avec de l'oxygène à la demande

Zen-O™



Gas Control Equipment

SIMPLE. PORTABLE. FIABLE.

MAXIMISER L'INDEPENDANCE ET LA TRANQUILITE D'ESPRIT DE VOTRE PATIENT

Vous pouvez aider beaucoup de vos patients sous oxygène à vivre leur vie plus facilement avec le concentrateur d'oxygène portable Zen-O™ de chez GCE.

Le léger et mobile Zen-O™ va permettre à la plupart de vos patients de vivre activement leur vie. Le Zen-O™ va également permettre de soulager les inquiétudes de certains patients sur la question de se retrouver sans oxygène supplémentaire.



CONCU POUR LES PATIENTS

Nous avons travaillé ardemment pour être certain que le Zen-O™ délivre à vos patients de l'oxygène, à chaque instant et où ils veulent.

Zen-O™ utilise une technologie brevetée qui ajuste le flux du taux d'oxygène selon la fréquence respiratoire du patient. Par exemple, si votre patient monte des marches, le dispositif détecte alors le besoin en oxygène et augmente automatiquement la quantité livrée pour toujours assurer le bon taux d'oxygène.



DEBIT PULSE ET CONTINU

Le Zen-O™ donne le choix aux patients entre un débit pulsé ou continu jusqu'à 2l/mn.

Le Zen-O™ est un produit très intéressant pour votre entreprise car il répond aux besoins de la plupart des patients sous oxygène.

SIMPLE. PORTABLE. FIABLE.

COUT FAIBLE POUR LES FOURNISSEURS D'OXYGENE

Alors que le Zen-O™ assure liberté, choix et tranquillité d'esprit, le fournisseur d'oxygène à domicile le trouvera simple à entretenir, ce qui implique un faible coût d'entretien pour l'utilisateur.



PAS D'ATTENTE OU DE RETOUR

Lorsque le tamis a besoin d'être changé, il n'est pas nécessaire d'envoyer le dispositif à GCE ou chez un distributeur agréé pour la maintenance. De plus, votre patient n'a pas besoin d'attendre le retour de son concentrateur.

Le Zen-O™ a été conçu de façon à ce que votre personnel formé puisse utiliser des outils simples pour effectuer une maintenance basique, comme le remplacement du tamis. Cela ne prend que quelques minutes.

Et une fois que le tamis a été remplacé avec succès, Zen-O™ peut être mis à jour en utilisant les touches sur l'écran.

Notre présence internationale et notre chaîne d'approvisionnement, nous permettent d'avoir les pièces détachées et accessoires rapidement.

FLEXIBILITÉ DE DÉBIT

Ne pesant que 4.66kg (10.25lbs), le Zen-O™ offre une portabilité simple, permettant ainsi aux patients de vivre leur vie sans restriction.

Avec ses touches intuitives et son écran LCD clair, la plupart des patients trouveront l'ultra-fiable Zen-O™ simple d'utilisation dans tous les cas de figures.



UNE SOLUTION

Le Zen-O™ est proposé avec tout ce que le patient a besoin pour être mobile : un sac de transport discret, un chariot fonctionnel, des cordons d'alimentation DC et AC, un manuel d'utilisation et un guide de référence facile à comprendre.

Le dispositif comprend une batterie lithium-ion pour une utilisation hors du domicile. Le Zen-O™ peut contenir jusqu'à 2 batteries avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 8 heures en mode pulsé.



SIMPLE. PORTABLE. FIABLE.

CONSTRUIT POUR DURER

Fabriqué avec fierté au Royaume-Uni et avec les normes les plus élevées, le Zen-O™ fonctionne silencieusement, de manière fiable et discrète, et le patient l'oublie.

Le Zen-O™ est vendu avec une garantie de 3 ans ou 15000 heures d'utilisation totale comme garantie supplémentaire.

Le Zen-O™ a été conçu avec des composants et accessoires sélectionnés avec soin. Il a été conçu pour résister à une utilisation quotidienne et un laboratoire d'essais reconnu à l'international a indépendamment testé et évalué le dispositif selon des normes exigeantes et étendues.

FABRIQUE SELON LES NORMES

Le Zen-O™ répond aux exigences :

- Des directives européennes des dispositifs médicaux
- De l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux
- Federal Aviation Agency des Etats-Unis



CARACTERISTIQUES

Dimensions (l*P*H):	212 mm × 168 mm × 313 mm (8.3" × 6.6" × 12.3")
Poids:	4.66kg avec une batterie 12 cellules
Puissance requise:	Câble électrique AC: 100-240V AC(+/- 10%) 50-60 Hz entrée, 24V DC, sortie Câble électrique DC: 11.5 - 16V DC entrée, 19V, 7.9A sortie
Pureté:	87% - 96% à tous les réglages
Débit d'oxygène maximum:	20.5 psi
Sensibilité du déclenchement :	-0.12cm/H ₂ O
Plage d'humidité:	5% à 93% ± 2% sans condensation
Altitude de fonctionnement:	0' à 13000' (0m à 4,000)
Température:	
Fonctionnement:	5°C (41°F) et 40°C (104°F)
Stockage:	-20°C (-4°F) et 60°C (140°F)
Réglage:	Réglage par plage de 0.5 de 1 à 6 en mode pulsé et de 0.5 à 2 en mode continu
Niveau sonore:	38 dB(A) testée selon les méthodes de l'audition 14-1 03/2007 MDS-Hi* 42 dB(A) testé selon l'ISO 3744*
Types d'alarme:	Faible pureté d'oxygène Pas de respiration détectée Batterie faible Service requis
Durée de la batterie:	Jusqu'à 4 heures avec une batterie simple ou 8 heures avec 2 batteries à 18 BPM

*en mode pulsé réglage 2.

EUROPE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

GCE Trade s.r.o.
Zizkova 381
CZ-583 01 Chotebor
Phone: +420 569 661 122
Fax: +420 569 661 107
sales.cz@gcegroup.com

FRANCE

GCE S.A.S.
70, rue du PUIITS CHARLES
BP N° 40110
FR-58403 La Charité-sur-Loire
Phone: +33/3 86 69 46 00
Fax: +33/3 86 70 09 15
sales.fr@gcegroup.com

ALLEMAGNE

GCE GmbH
Weyherser Weg 8
36043 Fulda
Phone: +49 (0)661-8393-0
Fax: +49 661 8393 25
sales.de@gcegroup.com

HONGRIE

GCE Hungária Kft.
II. Rákóczi Ferenc út 68.
H-2314 Halásztelek,
Phone: +36 (24) 521 200
Fax: +36 (24) 521 201
sales.hu@gcegroup.com

ITALIE

GCE Mujelli spa
Via F. Cervi, 11
37036 San Martino B.A. (VR)
Phone: +39 045 878 0 525
Fax: +39 045 878 0 750
sales.it@gcegroup.com

POLOGNE

GCE Sp z o.o.
ul. Dłapińska 12
03-581 Warszawa
Phone: +48 22 677 70 80
Fax: +48 22 678 39 95
sales.pl@gcegroup.com

PORTUGAL

GCE Portugal
Rua do FeiraPark, 50, Piso 2, sala 8
PT-4520-632 São Jaão de Vêr
Phone: +351 256 373 682
Fax: +351 256 378 260
sales.pt@gcegroup.com

ROUMANIE

GCE Romania S.R.L
22, Al.Puskin Street, Ap.1,
Bucharest 1, 011996
Phone: +40 21 316 76 72
Fax: +40 21 316 76 74
sales.ro@gcegroup.com

RUSSIE

GCE Krass OOO
Russian Federation
129343, Moscow,
Urzhymkaya Street, no 4
Phone: +7 495 745 26 99
Fax: +7 495 745 26 90
sales.ru@gcegroup.com

RUSSIE

GCE Krass OOO
Russian Federation
194100, Sankt Petersburg
Kantemirovskaya, 12A
Phone: +7 812 323 86 21
Fax: +7 812 323 86 49
sales.ru@gcegroup.com

ESPAGNE

GCE Ibérica, S.L.U.
Avda. de la Democracia,
7 - Of. 311
ES-28031 Madrid
Phone: +34 91 571 1470
Fax: +34 91 571 2756
sales.es@gcegroup.com

SUISSE

GCE Norden AB
Box 21044
200 21 Malmö
Visitors address:
Källvattengatan 9
212 23 Malmö
Phone: +46-40-388300
Fax: +46-40-388353
sales.se@gcegroup.com

ROYAUME-UNI & IRLANDE

GCE Ltd.
100 Empress Park, Penny Lane
Haydock, St Helens WA11 9DB
Phone: +44 (0)1942 29 29 50
Fax: +44 (0)1942 29 29 77
sales.gb@gcegroup.com

ASIE

CHINE

GCE India Pvt. Ltd.
59, 1st Floor,
Millers Road, Benson Town,
Bangalore - 560046, Karnataka
Phone: +91 802 363 1685
Fax: +91 802 353 0110
sales.in@gcegroup.com

INDE

GCE India Pvt. Ltd.
59, 1st Floor,
Millers Road, Benson Town,
Bangalore - 560046,
Karnataka
Phone: +91 802 363 1685
Fax: +91 802 353 0110
sales.in@gcegroup.com

INDE

GCE India Representation
Office
Offices No. 44 & 45, 2nd Floor,
Crystal Plaza, Hiranandani
Complex,
Sector - 7, Kharghar,
Navi Mumbai. 410 210,
Maharashtra, India
Mobile:+91-9987026546
sales.in@gcegroup.com

AMÉRIQUE

AMÉRIQUE LATINE

GCE Latin America
Po.Box: 0843-01211
Panamá
Republica de Panamá
Phone: +507 317 61 68
Fax: + 507 317 65 00
sales.pa@gcegroup.com

MEXIQUE

GCE Gas Control Equipment SA de CV
Miguel de Cervantes Saavedra 193
Ampliación Granada Miguel Hidalgo
Distrito Federal 11529, México
Phone: +52 55 2626 1439
sales.pa@gcegroup.com

ETATS-UNIS ET CANADA

Gas Control Equipment Inc.
1508 Windsor Forest Trail
Keller, TX 76262
U.S.A.



Gas Control Equipment
www.gcegroup.com